



medical **ECONET**  
GERMANY



## ECOsound

Einfach zu bedienender fetaler Taschendoppler

- Großes LCD Display für die Anzeige der Herzrate und des Batteriezustands
- Hochsensible 2 MHz Sonde, wasserfest
- Integrierter Lautsprecher
- Audio Ausgang für Kopfhörer
- Rauschunterdrückung für optimale Signalqualität
- ca. 6 Stunden Betriebszeit bei durchgehender Messung
- Automatische Abschaltung

# Spezifikationen

Modell	ECOsound
Display	LCD Display mit Batterieanzeige
Messbereich der Herzrate	50-240 bpm
Genauigkeit	± 2 %
Ultraschallfrequenz	2 MHz
Ultraschallintensität	<10mW/cm <sup>2</sup>
Lautsprecher	1.2 W integrierter Lautsprecher
Audio Ausgang für Kopfhörer	ja
Automatische Abschaltung	nach 5 Minuten
Stromversorgung	2 x AA Batterien, 1.5V
Empfindlichkeit	ab der 10ten Schwangerschaftswoche

