



meX+ 1012WCA

Kabelloser und tragbarer DR-Detektor



medical **ECONET**
GERMANY

- Kabelloser Flachbilddetektor mit Hochleistungs-Li-Ion Akku
- Exzellente Bildqualität durch Amorphes Silizium mit CsI-Szintillator (5 Megapixel Auflösung)
- Nur 3,6kg für eine bequeme und flexible Nutzung
- Bis zu 3 Stunden Betriebslaufzeit pro Akku
- Praktische Handhabung im Freien und für mobile Anwendungen
- Wechselbare Positionierung für den Handgriff

